







Scheda tecnica REF 58.33.68

20.02.2026

Dati generali			
Codice	58.33.68	Lama diamantata a forma di cuneo lama angolata verso il basso45° 1.0x0.17mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35141	GTIN	04046826405014
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-252
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Peso netto (kg)	0,021	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L010101		
N° di repertorio	419941		
 			
Medicon media	450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	45° 1.0x0.17mm	Rivestimento	Strato PVD artificiale di nitruro di titanio, ad es. forbici Blackline
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		
Vite	PEEK (Polyetheretherketon)		
Manico	1.4404 (X2CrNiMo17-12-2)		
Altro	DIAMANT (Monokristaliner Diamant)		