








Scheda tecnica REF 58.33.75

20.02.2026

Dati generali			
Codice	58.33.75	Lama diamantata rotondo lama retto 1.0x0.17mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35141	GTIN	04046826405069
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-252
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Peso netto (kg)	0,022	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L010101		
N° di repertorio	419946		
 			
Medicon media	450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	1.0x0.17mm	Rivestimento	Strato PVD artificiale di nitruro di titanio, ad es. forbici Blackline
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		
Vite	PEEK (Polyetheretherketon)		
Manico	1.4404 (X2CrNiMo17-12-2)		
Altro	DIAMANT (Monokristaliner Diamant)		