






Scheda tecnica REF 58.36.92

20.02.2026

Dati generali			
Codice	58.36.92	Yasargil Pinze posa clip ruotabile Luer-Lock9cm Mini Ti LL	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	32591	GTIN	04046826090241
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-904
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;01;ak;5L
Peso netto (kg)	0,036	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK08-1
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	9cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Altro	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		