



Scheda tecnica REF 58.41.10

20.02.2026

Dati generali			
Codice	58.41.10	Yasargil clip standard fenestrata angolato temporaneamente 5.0mm 10mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90219090
GMDN	34958	GTIN	04046826090470
Classe di rischio	3 (EU MDD)	UMDNS-Code	10-905
Classe	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,003	Istruzioni d'uso	G585408
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK18


Codice CND	H03010201
N° di repertorio	240087



Medicon media	450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica)
---------------	---

Immagine completa

Immagine dettagliata



Misura	5.0mm 10mm	Rivestimento	
--------	------------	--------------	--

Condizioni di conservazione

Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione

Materiali

	N° di materiale (Denominazione DIN)
Corpo	2.4711 (CoCr20Ni15Mo)