







## Scheda tecnica REF 58.47.17

20.02.2026

Dati generali			
Codice	58.47.17	Yasargil clip standard fenestrata angolato temporaneamente 5.0mm 7mm Ti	
Unità	pz.	Numero doganale	90219090
GMDN	34958	GTIN	04046826091323
Classe di rischio	3 (EU MDD)	UMDNS-Code	10-905
Classe	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,003	Istruzioni d'uso	G585408
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK18
Codice CND	H03010201		
N° di repertorio	241297		
  			
Medicon media	450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	5.0mm 7mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		