








Scheda tecnica REF 58.53.50

20.02.2026

Dati generali			
Codice	58.53.50	Yasargil clip standard fenestrata retto permanente 3.5mm 7mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90219090
GMDN	34958	GTIN	04046826091750
Classe di rischio	3 (EU MDD)	UMDNS-Code	10-905
Classe	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,005	Istruzioni d'uso	G585408
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK18
Codice CND	H03010201		
N° di repertorio	240898		
  			
Medicon media	450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	3.5mm 7mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	2.4711 (CoCr20Ni15Mo)		