







Scheda tecnica REF 58.54.66

20.02.2026

Dati generali			
Codice	58.54.66	Yasargil clip standard retto temporaneamente 15mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90219090
GMDN	34958	GTIN	04046826092245
Classe di rischio	3 (EU MDD)	UMDNS-Code	10-905
Classe	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,016	Istruzioni d'uso	G585408
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK18
Codice CND	H03010201		
N° di repertorio	241116		
  			
Medicon media	450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	15mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	2.4711 (CoCr20Ni15Mo)		