







Scheda tecnica REF 58.55.49

20.02.2026

Dati generali			
Codice	58.55.49	Yasargil clip standard angolata verso il basso permanente 90° 7mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90219090
GMDN	34958	GTIN	04046826092559
Classe di rischio	3 (EU MDD)	UMDNS-Code	10-905
Classe	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,002	Istruzioni d'uso	G585408
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK18
Codice CND	H03010201		
N° di repertorio	241142		
  			
Medicon media	450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	90° 7mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	2.4711 (CoCr20Ni15Mo)		