







## Scheda tecnica REF 58.59.63

20.02.2026

| Dati generali   |   |  |                |
|---|---|--|----------------|
| Codice  | 58.59.63  | Yasargil clip standard fenestrata angolato permanente 5.0mm 5mm Ti |                |
| Unità   | pz.   | Numero doganale  | 90219090       |
| GMDN  | 34958   | GTIN   | 04046826093860 |
| Classe di rischio   | 3 (EU MDD)  | UMDNS-Code   | 10-905         |
| Classe  | 8 (EU MDD)  | Base UDI-DI  |                |
| Peso netto (kg)   | 0,003   | Istruzioni d'uso   | G585408        |
| Latex free  | si  | Istruzioni per la preparazione                                     | MPK18          |
| Codice CND  | H03010201   |  |                |
| N° di repertorio  | 241322  |  |                |
|    |   |  |                |
| Medicon media   | 450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) |  |                |
| Immagine completa   |   | Immagine dettagliata   |                |
|    |   |  |                |
| Misura  | 5.0mm 5mm   | Rivestimento   |                |
| Condizioni di conservazione   |   |  |                |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |   |  |                |
| Materiali   |   |  |                |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN)                               |  |                |
| Corpo   | 3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))                               |  |                |