







## Scheda tecnica REF 58.59.99

20.02.2026

Dati generali			
Codice	58.59.99	Yasargil Pinze posa clip ruotabile doppia trasmissione 23cm Mini Ti	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	32591	GTIN	04046826094140
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-904
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;01;ak;5L
Peso netto (kg)	0,035	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L070801018001		
N° di repertorio	181000		
 			
Medicon media	450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	23cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Altro	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		