





## Scheda tecnica REF 58.60.00

20.02.2026

Dati generali			
Codice	58.60.00	Yasargil tray per clip di Yasargil (plurale) 66 compartimenti	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	12143	GTIN	04046826094157
Classe di rischio	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Classe	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	1,360	Istruzioni d'uso	G585408
Latex free		Istruzioni per la preparazione	KEIN MP
Codice CND			
N° di repertorio			
			
Medicon media	450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
<b>Corpo Manico</b>	PPSU (Polyphenylsulfon) 1.4301 (X5CrNi18-10)		