



Scheda tecnica REF 58.60.05

20.02.2026

Dati generali			
Codice	58.60.05	Yasargil tray per clip di Yasargil (plurale) 28 vani	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	13730	GTIN	04046826094164
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	12-142
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Peso netto (kg)	0,680	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	PPSU (Polyphenylsulfon) 1.4301 (X5CrNi18-10)		