






Scheda tecnica REF 58.60.45

20.02.2026

Dati generali			
Codice	58.60.45	chiave di regolazione per clip di Yasargil (singolare) Ti	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	32591	GTIN	04046826436186
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-904
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Peso netto (kg)	0,006	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	NA
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		