








Scheda tecnica REF 58.60.54

20.02.2026

Dati generali			
Codice	58.60.54	Yasargil Pinze posa clip rigido baionetta memoria 11cm Mini	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	32591	GTIN	04046826094355
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-904
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;01;ak;5L
Peso netto (kg)	0,040	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK05-1
Codice CND	L070801018001		
N° di repertorio	181012		
 			
Medicon media	450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	11cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Altro	2.4711 (CoCr20Ni15Mo)		