







## Scheda tecnica REF 58.61.16

20.02.2026

| Dati generali   |   |   |                |
|---|---|---|----------------|
| Codice  | 58.61.16  | Yasargil clip standard curva permanente 15mm Ti |                |
| Unità   | pz.   | Numero doganale                                 | 90219090       |
| GMDN  | 34958   | GTIN  | 04046826094553 |
| Classe di rischio   | 3 (EU MDD)  | UMDNS-Code                                      | 10-905         |
| Classe  | 8 (EU MDD)  | Base UDI-DI                                     |                |
| Peso netto (kg)   | 0,003   | Istruzioni d'uso                                | G585408        |
| Latex free  | si  | Istruzioni per la preparazione                  | MPK18          |
| Codice CND  | H03010201   |   |                |
| N° di repertorio  | 241365  |   |                |
|    |   |   |                |
| Medicon media   | 450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) |   |                |
| Immagine completa   |   | Immagine dettagliata                            |                |
|    |   |   |                |
| Misura  | 15mm  | Rivestimento                                    |                |
| Condizioni di conservazione   |   |   |                |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |   |   |                |
| Materiali   |   |   |                |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN)                               |   |                |
| Corpo   | 3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))                               |   |                |