






Scheda tecnica REF 58.61.99

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|---|---|-------------------------|
| Codice | 58.61.99 | Yasargil Pinze posa clip ruotabile doppia trasmissione 23cm Mini Ti | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 32591 | GTIN | 04046826095055 |
| Classe di rischio | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 10-904 |
| Classe | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R005;01;ak;5L |
| Peso netto (kg) | 0,035 | Istruzioni d'uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK23-1 |
| Codice CND | L070801018001 | | |
| N° di repertorio | 181023 | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|   | | | |
| Misura | 23cm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Vite | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |
| Altro | 3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI)) | | |