







Scheda tecnica REF 58.63.09

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|---|---|----------------|
| Codice | 58.63.09 | Yasargil clip standard baionetta curva temporaneamente 9mm Ti | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90219090 |
| GMDN | 34958 | GTIN | 04046826095109 |
| Classe di rischio | 3 (EU MDD) | UMDNS-Code | 10-905 |
| Classe | 8 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso netto (kg) | 0,003 | Istruzioni d'uso | G585408 |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK18 |
| Codice CND | H03010201 | | |
| N° di repertorio | 241415 | | |
|    | | | |
| Medicon media | 450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|  | | | |
| Misura | 9mm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI)) | | |