







Scheda tecnica REF 58.65.05

20.02.2026

Dati generali			
Codice	58.65.05	Yasargil clip standard angolata verso il basso temporaneamente 90° 5mm Ti t	
Unità	pz.	Numero doganale	90219090
GMDN	34958	GTIN	04046826095505
Classe di rischio	3 (EU MDD)	UMDNS-Code	10-905
Classe	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,003	Istruzioni d'uso	G585408
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK18
Codice CND	H03010201		
N° di repertorio	241440		
  			
Medicon media	450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	90° 5mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		