



Scheda tecnica REF 58.66.06

20.02.2026

Dati generali			
Codice	58.66.06	Yasargil clamp per mini clip di Yasargil baionetta 21cm Ti Mini	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	32591	GTIN	04046826095635
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-894
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;01;ak;5L
Peso netto (kg)	0,100	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK05-1
Codice CND	L070801018001		
N° di repertorio	419190		
 			
Medicon media	450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	21cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Manico	1.4021 (X20Cr13)		
Altro	1.4310 (X10CrNi18-8)		