



Scheda tecnica REF 59.19.18

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|---|--|---|
| Codice | 59.19.18 | pinza leggera impugnatura rotonda rivestimento diamantato retto 0.4mm 21cm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 62466 | GTIN | 04046826422240 |
| Classe di rischio | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 15-621 |
| Classe | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R002;03;ah;48 |
| Peso netto (kg) | 0,032 | Istruzioni d'uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK03-1 |
| Codice CND | L0408020301 | | |
| N° di repertorio | 718474 | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|   | | | |
| Misura | 0.4mm 21cm | Rivestimento | Rivestimento duro per superfici di lavoro dei porta-ago |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Vite | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |