



Scheda tecnica REF 59.23.40

20.02.2026

Dati generali			
Codice	59.23.40	Yasargil forbici baionetta retto23cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	13496	GTIN	04046826095970
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-496
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso netto (kg)	0,070	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK12-1
Codice CND	L01040701		
N° di repertorio	249070		
 			
Medicon media	450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	23cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		