



Scheda tecnica REF 59.24.10

20.02.2026

Dati generali			
Codice	59.24.10	Yasargil pinza baionetta appuntito 0.6mm 24cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	62466	GTIN	04046826096014
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-621
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;03;ah;48
Peso netto (kg)	0,068	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK12-1
Codice CND	L0408020301		
N° di repertorio	470475		
 			
Medicon media	450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	0.6mm 24cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		