








## Scheda tecnica REF 59.44.55

20.02.2026

Dati generali			
Codice	59.44.55	Yasargil pinze da presa 5mm 22cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	62466	GTIN	04046826096175
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-621
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;03;ah;48
Peso netto (kg)	0,100	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L0408020301		
N° di repertorio	470492		
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	5mm 22cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		