







## Scheda tecnica REF 60.00.63

20.02.2026

Dati generali			
Codice	60.00.63	Bonn Anello di fissaggio 3/4 aperto Ø 13mm 11cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90185010
GMDN	60909	GTIN	04046826096618
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	17-933
Classe	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;04;XN
Peso netto (kg)	0,040	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	Ø 13mm 11cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		