







## Scheda tecnica REF 60.17.11

20.02.2026

| Dati generali   |  |  |                         |
|---|--|--|-------------------------|
| Codice  | 60.17.11   | Kuhnt Raschietto per cornea 12cm Fig 1 |                         |
| Unità   | pz.  | Numero doganale                        | 90185010                |
| GMDN  | 32764  | GTIN                                   | 04046826097530          |
| Classe di rischio   | 1r (EU MDR)                                      | UMDNS-Code                             | 16-479                  |
| Classe  | 6 (EU MDR)                                       | Base UDI-DI                            | 4046826;B;R003;02;ai;4K |
| Peso netto (kg)   | 0,035  | Istruzioni d'uso                       | GATDR00X                |
| Latex free  | si   | Istruzioni per la preparazione         |                         |
| Codice CND  | L1704  |  |                         |
| N° di repertorio  | 419196   |  |                         |
|       |  |  |                         |
| Medicon media   | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) |  |                         |
| Immagine completa   |  | Immagine dettagliata                   |                         |
|   |  |  |                         |
| Misura  | 12cm   | Rivestimento                           |                         |
| Condizioni di conservazione   |  |  |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |  |  |                         |
| Materiali   |  |  |                         |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN)              |  |                         |
| Corpo   | 1.4021 (X20Cr13)                                 |  |                         |