







## Scheda tecnica REF 60.20.24

20.02.2026

| Dati generali   |  |                                    |                         |
|---|--|------------------------------------|-------------------------|
| Codice  | 60.20.24   | ago per corpo estraneo retto12.5cm |                         |
| Unità   | pz.  | Numero doganale                    | 90185010                |
| GMDN  | 46549  | GTIN                               | 04046826097714          |
| Classe di rischio   | 1r (EU MDR)                                      | UMDNS-Code                         | 16-025                  |
| Classe  | 6 (EU MDR)                                       | Base UDI-DI                        | 4046826;B;R001;03;ag;3J |
| Peso netto (kg)   | 0,035  | Istruzioni d'uso                   | GATDR00X                |
| Latex free  | si   | Istruzioni per la preparazione     | MPK03-1                 |
| Codice CND  | L1799  |                                    |                         |
| N° di repertorio  | 184422   |                                    |                         |
|       |  |                                    |                         |
| Medicon media   | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) |                                    |                         |
| Immagine completa   |  | Immagine dettagliata               |                         |
|   |  |                                    |                         |
| Misura  | 12.5cm   | Rivestimento                       |                         |
| Condizioni di conservazione   |  |                                    |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |  |                                    |                         |
| Materiali   |  |                                    |                         |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN)              |                                    |                         |
| Corpo   | 1.4021 (X20Cr13)                                 |                                    |                         |