








Scheda tecnica REF 60.20.76

20.02.2026

Dati generali			
Codice	60.20.76	Dix calibro e ago9.5cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90185010
GMDN	46549	GTIN	04046826097820
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-025
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;03;ag;3J
Peso netto (kg)	0,010	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK12-1
Codice CND	L1799		
N° di repertorio	184433		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	9.5cm	Rivestimento	Strato di cromo applicato galvanicamente sulla superficie
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4021 (X20Cr13) 2.0401 (CuZn39Pb3)		