






Scheda tecnica REF 60.20.93

20.02.2026

Dati generali			
Codice	60.20.93	magnete per gli occhi con Ansa di nylon	
Unità	pz.	Numero doganale	90185010
GMDN	46549	GTIN	04046826097875
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-269
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;06;ah;59
Peso netto (kg)	0,035	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L1799		
N° di repertorio	184438		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		