







Scheda tecnica REF 60.22.02

20.02.2026

Dati generali			
Codice	60.22.02	Tyrell uncino per iris appuntito12.5cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90185010
GMDN	32754	GTIN	04046826097899
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-381
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,034	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03-1
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	12.5cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		