







Scheda tecnica REF 60.22.08

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|--|---|-------------------------|
| Codice | 60.22.08 | Hirschmann uncino per iris angolata verso il basso 12.5cm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90185010 |
| GMDN | 32754 | GTIN | 04046826097929 |
| Classe di rischio | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 13-381 |
| Classe | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R004;03;aj;5L |
| Peso netto (kg) | 0,025 | Istruzioni d'uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | |
| Codice CND | L170102 | | |
| N° di repertorio | 259884 | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|   | | | |
| Misura | 12.5cm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4021 (X20Cr13) | | |