







Scheda tecnica REF 60.22.17

20.02.2026

Dati generali			
Codice	60.22.17	Sinsky uncino per posizionamento lenti angolata verso il basso 11.5cm Ø 0.20mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90185010
GMDN	32754	GTIN	04046826097967
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-381
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,025	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01-1
Codice CND	L170102		
N° di repertorio	259887		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	11.5cm Ø 0.20mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Manico	1.4021 (X20Cr13)		