








Scheda tecnica REF 60.32.02

20.02.2026

Dati generali			
Codice	60.32.02	Wecker Spatola per iride argento2mm 13.5cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90185010
GMDN	39610	GTIN	04046826098353
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-648
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,012	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L031402		
N° di repertorio	219048		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	2mm 13.5cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	SILBER_800 (AgCu_80-20) 1.4021 (X20Cr13)		