








Scheda tecnica REF 60.32.95

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|--|--|---------------------------------------|---|
| Codice | 60.32.95 | Randolph cannula Luer-Lock15mm 5cm LL | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90185010 |
| GMDN | 17899 | GTIN | 04046826098551 |
| Classe di rischio | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 10-574 |
| Classe | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R001;03;ag;3J |
| Peso netto (kg) | 0,002 | Istruzioni d'uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | |
| Codice CND | L1799 | | |
| N° di repertorio | 258618 | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|    | | | |
| Misura | 15mm 5cm | Rivestimento | Strato di cromo applicato galvanicamente sulla superficie |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |
| Altro | 2.0401 (CuZn39Pb3) | | |