







Scheda tecnica REF 60.33.02

20.02.2026

Dati generali			
Codice	60.33.02	Anel cannula per dotto lacrimale curva Luer-Lock23 Gauge 4cm LL	
Unità	pz.	Numero doganale	90185010
GMDN	17899	GTIN	04046826098575
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	10-574
Classe	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;02;XG
Peso netto (kg)	0,008	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L1799		
N° di repertorio	258620		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	23 Gauge 4cm	Rivestimento	Strato di cromo applicato galvanicamente sulla superficie
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Altro	2.0401 (CuZn39Pb3)		