







## Scheda tecnica REF 60.33.15

20.02.2026

Dati generali			
Codice	60.33.15	Rainin cannula iniezione aria (oftalmo) angolata verso il basso30 Gauge 3.5cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90185010
GMDN	17899	GTIN	04046826098643
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-574
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;03;ag;3J
Peso netto (kg)	0,008	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L1799		
N° di repertorio	258627		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	30 Gauge 3.5cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		