








## Scheda tecnica REF 60.33.23

20.02.2026

Dati generali			
Codice	60.33.23	Knolle Pearce anse per cristallino con irrigazione 23 Gauge 5cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90185010
GMDN	12319	GTIN	04046826098681
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-381
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;02;ai;4K
Peso netto (kg)	0,015	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK24-1
Codice CND	L1708		
N° di repertorio	247895		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	23 Gauge 5cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		