



## Scheda tecnica REF 60.34.18

20.02.2026

Dati generali			
Codice	60.34.18	Bowman sonda argento13cm Fig 7/8	
Unità	pz.	Numero doganale	90185010
GMDN	13120	GTIN	04046826098988
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-120
Classe	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;02;XG
Peso netto (kg)	0,003	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L1705		
N° di repertorio	236651		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL ) 450.00.46 (catalogo sinoscopia ) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	13cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	SILBER_800 (AgCu_80-20)		