







Scheda tecnica REF 60.34.81

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|--|---|--------------------------------|--------------------|
| Codice | 60.34.81 | Wilder dilatatore 11cm Fig 1 | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90185010 |
| GMDN | 13120 | GTIN | 04046826099305 |
| Classe di rischio | 1 (EU MDR) | UMDNS-Code | 11-259 |
| Classe | 5 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;N004;02;XG |
| Peso netto (kg) | 0,008 | Istruzioni d'uso | GATDN00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | |
| Codice CND | L1705 | | |
| N° di repertorio | 201836 | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 453.03.01 (Blepharoplasty - Strumenti per la blefaroplastica Opuscolo) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|   | | | |
| Misura | 11cm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |