







Scheda tecnica REF 60.40.50

20.02.2026

Dati generali			
Codice	60.40.50	Stevens pinze per iris retto11cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90185010
GMDN	62466	GTIN	04046826099404
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-209
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;03;ah;48
Peso netto (kg)	0,008	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01-1
Codice CND	L170201		
N° di repertorio	191228		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	11cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		