







Scheda tecnica REF 60.42.11

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice | 60.42.11 | Bishop Harmon pinze per iris dentato 8.5cm 0.5mm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90185010 |
| GMDN | 62466 | GTIN | 04046826099497 |
| Classe di rischio | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 16-209 |
| Classe | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R002;03;ah;48 |
| Peso netto (kg) | 0,026 | Istruzioni d'uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK03-1 |
| Codice CND | L170201 | | |
| N° di repertorio | 191237 | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|   | | | |
| Misura | 8.5cm 0.5mm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4024 (X15Cr13) | | |