








## Scheda tecnica REF 60.42.13

20.02.2026

| Dati generali  |  |  |                         |
|--|--|--|-------------------------|
| Codice   | 60.42.13   | Bishop Harmon pinze per iris 1x2 denti 8.5cm 0.5mm |                         |
| Unità  | pz.  | Numero doganale                                    | 90185010                |
| GMDN   | 62466  | GTIN   | 04046826099510          |
| Classe di rischio  | 1r (EU MDR)                                      | UMDNS-Code   | 16-209                  |
| Classe   | 6 (EU MDR)                                       | Base UDI-DI  | 4046826;B;R002;03;ah;48 |
| Peso netto (kg)  | 0,027  | Istruzioni d'uso                                   | GATDR00X                |
| Latex free   | si   | Istruzioni per la preparazione                     | MPK01-1                 |
| Codice CND   | L170201  |  |                         |
| N° di repertorio   | 191239   |  |                         |
|    |  |  |                         |
| Medicon media  | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) |  |                         |
| Immagine completa  |  | Immagine dettagliata                               |                         |
|    |  |  |                         |
| Misura   | 8.5cm 0.5mm                                      | Rivestimento                                       |                         |
| Condizioni di conservazione  |  |  |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione  |  |  |                         |
| Materiali  |  |  |                         |
|  | N° di materiale (Denominazione DIN)              |  |                         |
| Corpo  | 1.4024 (X15Cr13)                                 |  |                         |