








Scheda tecnica REF 60.44.07

20.02.2026

Dati generali			
Codice	60.44.07	Modell Bonn pinze per iris 1x2 denti 7.5cm 0.12mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90185010
GMDN	62466	GTIN	04046826099626
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-209
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;03;ah;48
Peso netto (kg)	0,025	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01-1
Codice CND	L170201		
N° di repertorio	191250		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	7.5cm 0.12mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4024 (X15Cr13)		