







Scheda tecnica REF 60.45.23

20.02.2026

Dati generali			
Codice	60.45.23	McPherson pinza retto 8.5cm 0.3mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90185010
GMDN	62466	GTIN	04046826099688
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-209
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;03;ah;48
Peso netto (kg)	0,026	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01-1
Codice CND	L170201		
N° di repertorio	191256		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	8.5cm 0.3mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4024 (X15Cr13)		