







## Scheda tecnica REF 60.52.35

20.02.2026

Dati generali			
Codice	60.52.35	Arruga pinze per capsula 9.5cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90185010
GMDN	62466	GTIN	04046826100131
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-209
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;03;ah;48
Peso netto (kg)	0,029	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03-1
Codice CND	L170201		
N° di repertorio	191302		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	9.5cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4024 (X15Cr13)		