



Scheda tecnica REF 62.00.23

20.02.2026

Dati generali			
Codice	62.00.23	Brünings specolo auricolare Fig 3	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	33395	GTIN	04046826101350
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-662
Classe	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Peso netto (kg)	0,017	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	Q03040101		
N° di repertorio	219085		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	2.0401 (CuZn39Pb3)		