






Scheda tecnica REF 62.02.37

20.02.2026

Dati generali			
Codice	62.02.37	Toynbee specolo auricolare acciaio Fig 2	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	33395	GTIN	04046826406059
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-662
Classe	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Peso netto (kg)	0,010	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L149004		
N° di repertorio	419420		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		