





Scheda tecnica REF 62.03.80

20.02.2026

Dati generali			
Codice	62.03.80	Shea portaspeculum auricolare	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	33395	GTIN	04046826101787
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-662
Classe	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Peso netto (kg)	0,900	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	Q03040101		
N° di repertorio	219130		
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Condizioni di conservazione Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		