



Scheda tecnica REF 62.05.05

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|---|--------------------------------|---|
| Codice | 62.05.05 | Hartmann diapason set serie/5 | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 92099940 |
| GMDN | 32526 | GTIN | 04046826101893 |
| Classe di rischio | 1 (EU MDD) | UMDNS-Code | 14-255 |
| Classe | 1 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso netto (kg) | 0,716 | Istruzioni d'uso | |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPU05 |
| Codice CND | V030208 | | |
| N° di repertorio | 219140 | | |
|  | | | |
| Medicon media | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|  | | | |
| Misura | | Rivestimento | Strato di nichel applicato galvanicamente |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.1740 (C60W) | | |