






Scheda tecnica REF 62.05.14

20.02.2026

Dati generali			
Codice	62.05.14	Hartmann diapason setc4-2048	
Unità	pz.	Numero doganale	92099940
GMDN	32526	GTIN	04046826101954
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	14-255
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N002;03;WV
Peso netto (kg)	0,135	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	V030208		
N° di repertorio	219146		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	c4-2048	Rivestimento	Strato di nichel applicato galvanicamente
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.1740 (C60W)		