






Scheda tecnica REF 62.10.10

20.02.2026

Dati generali			
Codice	62.10.10	Krause serranodi auricolare18cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	31020	GTIN	04046826102234
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-631
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;06;ah;59
Peso netto (kg)	0,027	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK08-1
Codice CND	L149008		
N° di repertorio	277715		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	18cm	Rivestimento	Strato di cromo applicato galvanicamente sulla superficie
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Manico	1.4021 (X20Cr13)		
Altro	1.4305 (X8CrNiS18-9)		